

～（改正に伴う更新のご案内）～

いつもお世話になっております。

3月更新予定について再度お知らせです。

3月16日に公開した **電子カルテ更新** と **レセコン更新** はお済みでしょうか？

先日もご案内しましたとおり、3月は更新作業が2回必要となります。


1回目の更新が未実行の状態で2回目の更新を実行しても

改正処理は行えません。

1回目の更新が未実行のユーザー様におかれましては

速やかに更新作業を実行していただきますようお願い致します。

【1回目の更新が完了しているかどうかの確認手順】

1. Simply 受付画面から、右上のユーザーオプションボタン  をクリックします。
2. [更新] ボタンをクリックします。
※「～の更新があります」のメッセージが表示されたときは「いいえ」をクリックします。
3. [電子カルテ更新] ボタンをクリックします。
4. 下記の表示になっていれば、1回目の **電子カルテ更新** は完了しております。

バージョンNo.	済	提供日	
2.20.26	<input checked="" type="checkbox"/>	令和 4年 3月16日 12時44分21秒	3月更新プログラム

5. [F12 終了] ボタンをクリックします。
6. [レセコン更新] ボタンをクリックします。
7. 下記の表示になっていれば、1回目の **レセコン更新** は完了しております。

バージョンNo.	済	提供日	
2.2.121	<input checked="" type="checkbox"/>	令和 4年 3月16日 12時42分10秒	3月度更新プログラム

※ [チェックソフト更新] は未実行でも、3月の2回目の更新に関係ありません。

尚、3月2回目の更新につきましては更新の準備ができましたら
別途ご案内させていただきます。

以上、よろしくお願い致します。