

令和 4 年 11 月更新内容

◆【 プログラム更新 】 Ver:3.21.53

(1) 自費項目を複数入力したとき、最終行の回数のみ送信されていた件を修正しました。

(2) <検査結果閲覧オプションご使用のユーザー様>

検査結果閲覧に「基準値/単位表示」オプションを追加しました。

※ 検査を開いたときに、下記ボタン配置になっているユーザー様が対象です。


テスト タロウ	テスト 太郎	男性	43才3ヶ月	昭和54年 8月12日	複写	全選択	選択解除	絞込表示	CSV出力	印刷
---------	--------	----	--------	-------------	----	-----	------	------	-------	----

※ 下記のボタン配置の場合は、変更ありません。

診療	検査	予定登録	文書	ファイル管理	複写	絞込	印刷	解除	保守	薬効	アプロダ
----	----	------	----	--------	----	----	----	----	----	----	------

「基準値」や「単位」にチェックを入れて登録すると、検査結果閲覧画面に項目が表示されるようになります。
この設定は、カルテへの複写や検査結果の印刷にも反映されます。初期値は基準値・単位とも非表示になりますので、必要な場合は下記手順をご参照の上、設定をお願いいたします。

(例) 検査結果項目の「基準値」を表示する。

① 受付画面の右上  ユーザオプション>保守>画面制御>オプション②の順でクリックします。

② 画面右側、「検査結果閲覧」の基準値/単位表示の「基準値」をクリックし、チェックを入れます。

基準値/単位表示	<input checked="" type="checkbox"/> 基準値	<input type="checkbox"/> 単位
----------	---	-----------------------------

③ 登録をクリックします。

④ 「登録しました。」とメッセージが表示されたら設定終了です。

<結果閲覧画面>

検体検査		グラフ
項目名称	基準値	2022
GFRCRE		
AST	7~36	
ALT	5~39	

<複写>

	基準値	11/24
AST	7~36	50 ↑
ALT	5~39	24
コレステ	130~219	201

<印刷>

	基準値	2022 11/24
AST	7~36	50
ALT	5~39	24
コレステ	130~219	201

※設定により印刷の最大日数が異なります。※

- ・基準値/単位とも非表示 … 7 日分
- ・基準値または単位を表示 … 6 日分
- ・基準値/単位とも表示 … 5 日分

◆【 辞書更新 】 Ver:2.3.91

(1) 令和 4 年 10 月 28 日、11 月 1 日改定分の診療行為マスターに対応しました。

(2) 令和 4 年 11 月 15、22 日改定分の医薬品マスター(一般名処方マスター含む)に対応しました。