

病名の選択削除機能について

病名を複数選択して削除する機能です。

- ① 病名を右クリックし、**選択削除** をクリックします。

有効病名		全病名					
検索	主	病名	疑	難	指導	開始日	
	☐	かぜ	☐	☐		令和 4年 3月 11日	
	☐	尋常性乾癬	☐	☐		令和 4年 12月 9日	
	☐	膿疱性ざ瘡《顔面》	☐	☐		令和 5年 1月 11日	
	☐	毛孔角化症	☐	☐			
	☐	アレルギー性じんま疹	☐	☐	皮		
	☐	尋常性疣贅	☐	☐			
	☐	急性咽頭炎	☐	☐			

転帰対象選択
 コメント編集
 修飾語編集
 病名削除
選択削除

- ② 選択削除画面が表示されます。削除する病名をクリックし、チェックを入れます。

- ③ **削除** をクリックします。

選択削除

☒ 有効病名
 ☐ 全病名
 削除病名選択中

☐	病名	傷病名	疑	指導
☐	かぜ			
☐	尋常性乾癬			
☒	膿疱性ざ瘡《顔面》			
☐	毛孔角化症			
☐	アレルギー性じんま疹			皮(2)
☒	尋常性疣贅			
☐	急性咽頭炎			

削除

閉じる

●補足
 「病名」にチェックを入れると
 全傷病名にチェックが入ります。

- ④ 選択した病名が削除されます。

有効病名		全病名					
検索	主	病名	疑	難	指導	開始日	転帰
	☐	かぜ	☐	☐		令和 4年 3月 11日	
	☐	尋常性乾癬	☐	☐		令和 4年 12月 9日	
	☐	毛孔角化症	☐	☐		令和 5年 1月 11日	
	☐	アレルギー性じんま疹	☐	☐	皮(2)	令和 5年 10月 24日	
	☐	急性咽頭炎	☐	☐		令和 5年 11月 27日	
	☐		☐	☐			