

1. 指示箋印刷について

指示箋の印刷機能をオプション化しました。初期値は ON です。

また、身体所見に入力した体重、カルテ作成時間を開始時間として印字する機能を追加しました。

設定は全端末に反映されます。

【S】 指示箋印刷 ☒ ON ☐ OFF ☐ 体重 ☐ 開始時間

ON の場合のみ設定できます。
印字したい項目にチェックを入れてください。

■指示箋印刷:ON のとき

カルテ画面に指示箋ボタンを表示して
指示箋を印刷します。

検査	検査依頼	予約
指示箋	処方箋	カルテ印刷


■指示箋印刷:OFF のとき

カルテ画面の指示箋ボタンを非表示にします。
(指示箋の印刷は行えません)


検査	検査依頼	予約
処方箋	カルテ印刷	バイタル

<設定方法>

(例) 指示箋に体重を印字する場合

- ① 受付画面のユーザオプション  をクリックします。
- ② 環境設定画面が開きます。 **保守** → **画面制御** → **カルテ関係** タブの順でクリックします。
- ③ 指示箋印刷オプションの体重をクリックし、チェックを入れます。

【S】 指示箋印刷 ☒ ON ☐ OFF ☒ 体重 ☐ 開始時間

- ④ 画面右上の登録ボタンをクリックします。
- ⑤ 「登録しました。」とメッセージが表示されたら **OK** をクリックします。
- ⑥ 戻る  ボタンをクリックし、受付画面に戻ります。

<印刷イメージ>

No.	15996	資格 一郎
記入医師名		2025/5/28
処方・手術・処置等		
生年月日：昭和55年12月1日 年齢：44歳		
性別：男性 体重：71.5kg		


●補足

開始時間にチェックを入れた場合は、性別の下に印字します。

2. 検査依頼書印刷のオプション化について（※検査オーダーご使用のユーザー様対象）



検査依頼を作成した際に印刷される検査依頼書について、オプションで印刷の有無を設定できるように対応しました。設定は全台に反映されます。

※以前より検査依頼書を印刷されているユーザー様につきましては、更新後も引き続き印刷される仕様となっています。変更はありません。

依頼対象		<input checked="" type="checkbox"/> 依頼書印刷 <input type="text" value="1"/> 枚 (1 - 3まで入力可)
<input checked="" type="radio"/> BML		

<設定方法>

（例）検査依頼書を印刷するように設定する場合

- ① 受付画面のユーザオプション  をクリックします。
- ② 環境設定画面が開きます。[保守] → [オーダー保守] の順でクリックします。
- ③ 依頼書印刷をクリックしてチェックを入れ、印刷枚数を入力します。
- ④ 画面右上の登録ボタンをクリックします。
- ⑤ 「登録しました。」とメッセージが表示されたら [OK] をクリックします。
- ⑥ 戻る  ボタンをクリックし、受付画面に戻ります。

3. カルテの年齢表示について

(1) 患者年齢をカルテにコピーする機能を追加しました。

コピーする場合は、表示されている年齢をクリックし、FSOAP 欄で右クリック>貼り付けを選択してください。

(2) 0 歳の場合、カルテの年齢表示を「MM ヶ月 DD 日」と表示するオプションを追加しました。

※ 受付画面には設定は反映しません。



[S] 年齢表示	<input type="radio"/> 年月	<input checked="" type="radio"/> 年齢のみ	<input checked="" type="checkbox"/> 0歳は月日
----------	--------------------------	---------------------------------------	---

令和 6年11月 3日

6ヶ月25日

生年月日を基準にして月数を計算します。

<設定方法>

- ① 受付画面のユーザオプション  をクリックします。
- ② 環境設定画面が開きます。[保守] → [画面制御] の順でクリックします。
- ③ [受付関係] タブの年齢表示オプション:「0 歳は月日」をクリックしてチェックを入れます。
- ④ 画面右上の登録ボタンをクリックします。
- ⑤ 「登録しました。」とメッセージが表示されたら [OK] をクリックします。
- ⑥ 戻る  ボタンをクリックし、受付画面に戻ります。

(3) 年齢の表示を切り替える機能を追加しました。

患者年齢をダブルクリックすると、「〇歳〇ヶ月」→「〇歳」→「〇歳〇ヶ月」… の順で表示を切り替えます。

※(2)を設定している場合は、「〇ヶ月〇日」→「〇歳」→「〇歳〇ヶ月」→「〇ヶ月〇日」… の順となります。