

令和7年10月 電子カルテ更新案内 (Ver: 2.25.39)

1. 画面全体の文字を太字にできるオプション機能を追加しました

文字が小さく見づらいというご要望に対応し、システム全体の文字表示を太字に変更するオプション機能を追加しました。この設定を有効にすることで、情報の視認性向上が期待できます。

また、このオプションを有効にすることで、カルテの処方処置欄の文字を太字で入力することも可能となります。

【ご注意：太字表示となる対象範囲と仕様】

このオプションを有効にした場合、以下の画面の表示がすべて太字になります。(初期設定では無効です)

ログイン画面：インフォメーション欄


受付一覧画面：患者名や情報

カルテ画面：SOAP、処方処置など全ての表示

【重要】カルテ登録後の仕様

このオプションが ON の状態で FSOAP 欄に内容を登録した場合、その内容は太字の書式として保存されます。そのため、カルテ登録後にオプション設定を OFF に戻しても、該当の FSOAP 欄の文字は太字のまま残りますのでご注意ください。

<オプションの設定方法>

- ① 受付画面右上の  をクリック
- ② [保守] → [画面制御] → [カルテ関係 2] を選択
- ③ [全体太字] で [ON] を選択
- ④ [登録] → [OK] → [戻る]
- ⑤ シンプティを終了して、アイコンから起動 ※PC 再起動は不要です。

<オプション OFF>

V F S O A P	再診	再診料	1 回
B / U A _c	内服薬(外)	△グリコラン錠 250mg	2 錠
S		1 回 1 錠 (1 日 2 錠)	
		1 日 2 回 朝・夕食後	28 日分
		△アムロジウム錠 5mg	1 錠
		1 回 1 錠 (1 日 1 錠)	
		1 日 1 回 朝食後	28 日分
O	特記すべき変化なし。 (本日測定分) 血糖 180mg/dL (随時)		
A	HbA1c はまだ高値だが、内服開始により血糖値は下降傾向にある。降圧薬の効果もあり、血圧コントロールも良好。メトホルミンの副作用なし。		
P	* [治療] メトホルミンの効果あり。内服を継続し、食事・運動療法の徹底を再度指導。引き続きメトホルミン 250mg 1 錠 1 日 2 回 朝夕食後 4 週間分処方。 * [指導] 食事日誌の記入を推奨。運動 (散歩など) を日常に取り入れるよう指導。 * [次回来院] 4 週間後に受診。HbA1c 再検、その他のルーチン検査 (肝機能、腎機能、脂質など) を予定。		


<オプション ON>

V F S O A P	再診	再診料	1 回
B / U A _c	内服薬(外)	△グリコラン錠 250mg	2 錠
S		1 回 1 錠 (1 日 2 錠)	
		1 日 2 回 朝・夕食後	28 日分
		△アムロジウム錠 5mg	1 錠
		1 回 1 錠 (1 日 1 錠)	
		1 日 1 回 朝食後	28 日分
O	特記すべき変化なし。 (本日測定分) 血糖 180mg/dL (随時)		
A	HbA1c はまだ高値だが、内服開始により血糖値は下降傾向にある。降圧薬の効果もあり、血圧コントロールも良好。メトホルミンの副作用なし。		
P	* [治療] メトホルミンの効果あり。内服を継続し、食事・運動療法の徹底を再度指導。引き続きメトホルミン 250mg 1 錠 1 日 2 回 朝夕食後 4 週間分処方。 * [指導] 食事日誌の記入を推奨。運動 (散歩など) を日常に取り入れるよう指導。 * [次回来院] 4 週間後に受診。HbA1c 再検、その他のルーチン検査 (肝機能、腎機能、脂質など) を予定。		

2. Sセット登録の初期表示（チェックあり／なし）

Sセット登録機能で「病名」「SOAP」「診療行為」の初期表示（チェックあり／なし）をユーザーごとに設定できるようになりました。

<オプションの設定方法>

- ① 受付画面右上の  をクリック
- ② [保守] → [画面制御] → [カルテ関係 2] を選択
- ③ [Sセット登録の初期表示] で各項目の [チェックあり／なし] を設定
- ④ [登録] → [OK] → [戻る]

例) 病名と SOAP を「チェックなし」に設定

受付関係	カルテ関係	カルテ関係2	連携関係	検査関係	文書関係
【S】 院外区分背景色変更 <input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF			【S】 全体太字 <input checked="" type="radio"/> ON <input type="radio"/> OFF		
【S】 シューマ保存方法 <input type="radio"/> 一括 <input type="radio"/> 患者別					
【S】 Cペースト <input type="radio"/> ON <input checked="" type="radio"/> OFF					
【U】 Sセット登録の初期表示 <input type="checkbox"/> 病名 <input type="checkbox"/> SOAP <input checked="" type="checkbox"/> 診療行為					

カルテ画面で「Sセット登録」をクリックすると、診療行為にのみチェックが入るようになります。

Sセット登録

登録先フォルダ

フォルダ選択

Sセット

表示位置

▼

タイトル

フリガナ

登録

中止

病名				
	傷病名	疑	指導	難病
<input type="checkbox"/>	高血圧症			
<input type="checkbox"/>	2型糖尿病			

SOAP		診療行為	
<input type="checkbox"/>	S <input checked="" type="checkbox"/> 改行する	<input checked="" type="checkbox"/>	再診
<input type="checkbox"/>	薬を飲み始めたが、特に体調の変化や副作用（腹部...)	<input checked="" type="checkbox"/>	再診料 1 回
<input type="checkbox"/>	O <input checked="" type="checkbox"/> 改行する	<input checked="" type="checkbox"/>	内服薬(外)
<input type="checkbox"/>	特記すべき変化なし。	<input checked="" type="checkbox"/>	△グリコラン錠 250mg 2 錠
<input type="checkbox"/>	(本日測定分) 血糖 180mg/dL (随時)	<input checked="" type="checkbox"/>	1回1錠 (1日2錠)
<input type="checkbox"/>	A <input checked="" type="checkbox"/> 改行する	<input checked="" type="checkbox"/>	1日2回 朝・夕食後 28 日分
<input type="checkbox"/>	HbA1cはまだ高値だが、内服開始により血糖値は...	<input checked="" type="checkbox"/>	△アムロジン錠 5mg 1 錠
<input type="checkbox"/>	P <input checked="" type="checkbox"/> 改行する	<input checked="" type="checkbox"/>	1回1錠 (1日1錠)
<input type="checkbox"/>	* [治療] メトホルミンの効果あり。内服を継続し、...	<input checked="" type="checkbox"/>	1日1回 朝食後 28 日分
<input type="checkbox"/>	* [指導] 食事日誌の記入を推奨。運動（散歩など）...		
<input type="checkbox"/>	* [次回来院] 4週間後に受診。HbA1c 再検、その他...		

3. 受付画面の状況欄に「問診済」の表示を選択できる機能を追加しました

受付画面の状況欄に、新たに「問診済」のステータスを追加しました。

これにより、外来窓口等で問診内容をカルテに入力し「保留」で保存した後、受付画面上で状況を「保留」から「問診済」へ変更し、問診が完了していることを明確に把握・管理できるようになります。

受付（サーバー：SIMPTY111）：京都先生【医師】

絞込対象
☒ 絞込なし ☐ 診察医師

No	状況	時間区	患者ID	
1	保留	時間内	9423	ヤマダ

（空白）
問診済
 診察済
 会計済
 訂正済

4. 病名パレット（Kパレット）での修飾語入力に関する不具合を修正しました

病名パレットで「修飾語（例：「右」）」を入力した後、続けて「傷病名（例：「急性中耳炎」）」を入力すると、先に選択した修飾語が上書きされてしまう不具合を修正しました。

修飾語と傷病名を続けて入力した際、修飾語が上書きされず、「修飾語＋傷病名」（例：「右急性中耳炎」）として正しく追記されるようになりました。

<病名パレット画面>

23 ヤマダ タロウ 男性 昭和43年 4月 1日 57歳6ヶ月

診療日時 2025/8/28 9:36 保険 [1]社保... 診療科 内科 初再 指 在 薬 注 処 手 検 画 自 他

有効病名 全病名 同意情報(手術:× 診療:× 薬剤:× 特健:×) 処方箋: 処方処置

検索 主 病名 疑 難 指導 開始日 転帰

入力 閉じる

項目一覧 2 複数選択 マスタ 検索文字を入力

1	【 あ 】	11	アレルギー性鼻炎	21	【 い 】	31	肺腫瘍	41	【 う 】
2	IgA腎症	12	アレルギー性皮膚炎	22	一過性脳虚血発作	32	胃腸炎	42	うつ病
3	亜急性甲状腺炎	13	アレルギー性結膜炎	23	胃潰瘍	33	胃がん	43	アレルギー性肝臓炎
4	アレルギー性鼻炎	14	悪性リンパ腫	24	胃癌	34	イレウス	44	うおめ
5	アレルギー性皮膚炎	15	アレルギー性鼻炎	25	胃癌術後	35	胃癌欠乏症	45	右胸がん
6	アレルギー性皮膚炎	16	足白癬	26	胃癌術後	36	陰嚢水腫	46	うつ病
7	アレルギー性皮膚炎	17	本態性振戦	27	萎縮性	37	変形性腰椎症	47	洞不全症候群
8	アレルギー性皮膚炎	18	機能性消化不良	28	萎縮性胃炎	38	胃ろう造設術後	48	僧帽弁閉鎖不全症
9	アレルギー性皮膚炎	19	排尿困難	29	胃十二指腸潰瘍	39	1型糖尿病	49	アトピー
10	アレルギー性皮膚炎	20	慢性副鼻腔炎	30	胃切除後ガストロ...	40	胃炎	50	原発性胆汁性肝...

なし。心音・呼吸音：清。腹部：平坦、軟。圧痛なし。下腹浮腫なし。

再診 再診料 1 回
 内服薬(外)
 △グリコラン錠250mg 2 錠
 1回1錠(1日2錠)
 1日2回 朝・夕食後
 △アムロジウム錠5mg 1 錠
 1回1錠(1日1錠)
 1日1回 朝食後

変化や副作用(腹部)も少し改善した気配を認めているが、

随時)

始により血糖値はもあり、血圧コントロールも良好。メトホルミンの副作用なし。

5. シェーマー機能を拡張・改善しました

- ・固定色ボタンの増加
- ・スプレー機能の修正
- ・直線機能の追加

6. Sセットのフォルダ移動順がカルテに反映されない不具合などを修正しました

7. 検査結果（Mk-II）の機能を改善しました

- ・結果取込の確認画面に患者番号を追加しました。
- ・結果削除機能で、初期値を「全削除」から「範囲選択」に変更しました。

8. 「検査オーダー・予約連携機能」の不具合が修正されました

令和7年9月更新プログラムにて追加された「検査オーダー・予約連携の保留時送信に関するオプション」のうち、「保留時の送信を行わない設定（保留時の送信：OFF）」を有効にした場合に、一部の環境で連携用ファイル（検査オーダーまたは予約連携）の送信ができなくなる不具合を修正しました。

現在は、「保留時の送信：OFF」の状態において、連携ファイルが正しく送信できるようになりました。